

## 파워테이프

### ▶ 파워테이프

- 70마크 ★ 가격: 12,000원
- 1000마크 ★ 가격: 110,000원



70마크 1000마크

### ▶ X30 파워테이프

- 50마크 ★ 가격: 16,000원
- 500마크 ★ 가격: 110,000원



50마크 500마크

### ▶ 메탁스테이프

- 50마크 ★ 가격: 27,000원
- 300마크 ★ 가격: 115,000원



50마크 300마크

## 티탄테이프

### ▶ 티탄테이프

- 3.8cmX4.5m ★ 가격: 17,000원
- 5cmX4.5m ★ 가격: 22,000원



### ▶ X30 티탄테이프

- 5cmX4.5m ★ 가격: 35,000원



### ▶ X30 스포츠테이프

- 5cmX4.5m ★ 가격: 35,000원



높은 발수성으로 쉽게 건조!

## 티탄테이프

### ▶ 티탄반

- 티탄볼 포함 10마크 교체용 테이프 20마크 ★ 가격: 22,000원



### ▶ 티탄볼 콤비

- 20pcs ★ 가격: 44,000원



테이프에 붙여 사용해 보세요!

### ▶ 메탈릭 테이프

- 5cmX4.5m ★ 가격: 49,000원



## 젤/크림

### ▶ 메탁스크림

- 65g ★ 가격: 22,000원
- 250g ★ 가격: 46,000원



65g 250g

### ▶ 메탁스로션

- 120ml ★ 가격: 18,000원
- 480ml ★ 가격: 38,000원
- 1000ml(리필) ★ 가격: 59,000원



120ml 480ml 1000ml

### ▶ 메탁스크림 WET

- 65g ★ 가격: 36,000원



NEW  
얼굴을 포함한 전신에 사용이 가능합니다!

### ▶ 스포츠젤

- 110g ★ 가격: 22,000원



Warming up EX 워밍 Cool Down EX 쿨

## 화이텐 SHOP

### 강남점

02-588-5566

서울특별시 강남구 도곡로 124 토이론빌딩 1층

### 스타필드 하남점

031-8072-8406

3층 나이키 매장 옆

### 스타필드 고양점

031-5173-3067

3층 영풍문고 옆

### 부산점

051-514-9922

해운대 중앙하이츠아파트 상가3호

## 화이텐 MALL

### 쇼핑몰

02-517-3388

www.phitenmall.co.kr

카카오톡에서 화이텐을 만나보세요!



QR코드를 스캔하시면 카카오톡으로 접속됩니다

PRODUCT CATALOG

# 스페셜 바디케어 series



POWER TAPE TITAN TAPE METAX CREAM/ LOTION

화이텐

# 붙이면 사르릉~ 풀어지는 기능성 테잎

**불편한 부위에 그냥 편하게 붙이세요!**  
화이텐의 기능이 테잎 표면에 코팅 가공되어  
특별히 붙이는 방법이 필요 없습니다



테잎 표면에  
하이텐 가공 코팅

X30 티탄테잎의 경우  
방수처리가 되어있어  
물에서도 자유롭게  
사용 가능 합니다

<p>원형 타입</p> <p>국소부위에 쉽게 붙일 수 있게 최적화된 테잎</p>	<p>신축(롤) 타입</p> <p>신축성이 있어 관절 부위에 붙이면 좋은 타입</p>	<p>특정 타입</p> <p>특정 부분 (손가락) 등에 눌러 붙이는 특수 타입</p>
--	---	---

## 화이텐 테잎 사용 방법

### 목 주변



목 중간부분과 어깨 등근육의 넓은 부위에 티탄테잎을 붙여주세요.



파워테잎 이용  
중추신경이 흐르는 목 중간 부분을 중심으로 좌우로 테잎을 붙이고, 통증 주변에 파워테잎을 넓게 붙여주세요.

### 허리




척추를 중심으로 양옆으로 2개(세로 방향), 그 아래에 2개(가로방향)으로 붙여주세요.




파워테잎 이용  
척추를 중심으로 좌우로 허리 근육에 붙여주세요.


### 허리 디스크 전문 테이핑 Tip



① 테잎을 X자로 교차하여 붙여주세요.



② X자로 붙인 테잎과 겹쳐지도록 테잎을 어깨부분에 사선으로 길게 붙여주세요.



③ 2번의 상황에서 X자가 되도록 테잎을 교차하여 붙여주세요.

### 오십견 / 어깨



오십견  
어깨부분을 감싸듯이 붙여주세요.



어깨  
목에서 어깨로 이어지는 근육 전체에 파워테잎을 붙여주세요.

### 무릎



무릎을 중심으로 주위를 감싸듯이 테잎을 붙여주세요.

### 손목



손목  
손목통증 부분에 테잎을 감싸듯이 붙여주세요.

### 종아리



종아리 통증부위와 그 주위로 테잎을 세로로 길게 붙여주세요.

### 허벅지



무릎 뒤쪽에서 위로 올라가는 허벅지 부분에 테잎을 세로로 길게 붙여주세요.

### 팔 / 팔꿈치 / 엘보(골프/테니스)



팔꿈치  
팔꿈치 주위를 감싸듯이 테잎을 붙여주세요.



엘보(골프/테니스)  
팔꿈치 위쪽부터 손목 근처까지 길게 나선형으로 붙여 근육을 잡는 느낌으로 테잎을 붙여주세요. (아래 설명)

### 엘보 테이핑 Tip



① 팔꿈치 위쪽부터 손목 근처까지 테잎을 나선형으로 길게 붙여주세요.



② 1번과 같은 방법으로 팔꿈치 안쪽을 향하여 테잎을 나선형으로 길게 붙여주세요.



③ 손목을 감싸듯이 테잎을 붙여주세요.



완성된 모습  
엘보에서 손목까지 근육을 잡아주는 느낌으로 테잎을 붙인 모습입니다.

### 발목



발목 전체  
발목에서 발바닥을 거쳐 다시 발목으로 오도록 8자 모양으로 테잎을 붙인 모습입니다. (아래 설명)



발바닥  
발바닥의 부담을 줄이고 싶을 때 발바닥에서 발목 방향으로 테잎을 붙여주세요.

### 발목 테이핑 Tip



① 바깥쪽 복숭아뼈부터 발바닥의 움푹 편 곳 쪽으로 향하여 테잎을 붙여주세요.



② 발바닥을 통과시켜 주세요. 발목 중심 → 안쪽 복숭아뼈를 통과하여 붙여주세요.




③ 발목 뒤로 감싸서 붙여주세요.



완성된 모습  
발목 중앙에서 2개의 테잎을 교차하여 붙인 모습입니다.

## 테잎 사용 Tip! #하이텐 #테잎 사용 #꿀팁



용도에 따라 필요한 만큼의 테잎을 미리 잘라주시면 좋습니다



모서리 부분은 등글게 다듬어 주시면 밀리지 않아요!



테이핑 부위는 맘이나 오염물질 등을 닦아 내고 가급적 청결한 상태에서 붙여주세요!

## 화이텐 테잎 관련 Q&A

**Q. 테잎의 기능은 얼마나 가니요?**  
A. 화이텐의 테잎은 테잎 표면에 화이텐 가공 처리를 했기 때문에 테잎을 붙인 상태에서는 지속적인 효과를 보실 수 있습니다.

**Q. 테잎은 언제 바꿔 붙여야 할까요?**  
A. 일반적으로 2~3일에 한 번씩 바꾸어 붙이는 것이 좋습니다. 너무 오래 붙이면 피부 트러블 및 통증에 문제가 생길 수 있으니 본인의 피부 민감도에 따라 바꿔 붙이는 것을 추천드립니다.

01

02