

파워테이프

▶ 파워테이프

- 70마크 ★가격: 12,000원
- 1000마크 ★가격: 110,000원

파워테이프

▶ X30 파워테이프

- 50마크 ★가격: 16,000원
- 500마크 ★가격: 110,000원

X30 파워테이프

▶ 메탁스테이프

- 50마크 ★가격: 27,000원
- 300마크 ★가격: 115,000원

메탁스테이프

티탄테이프

▶ 티탄테이프

- 3.8cmX4.5m ★가격: 17,000원
- 5cmX4.5m ★가격: 22,000원

티탄테이프

▶ X30 티탄테이프

- 5cmX4.5m ★가격: 35,000원

X30 티탄테이프

▶ X30 스포츠테이프

- 5cmX4.5m ★가격: 35,000원

높은 방수성으로 쉽게 건조!

X30 스포츠테이프

티탄테이프

▶ 티탄반

- 티탄볼 포함 10마크 교체용 테이프 20마크
- ★가격: 22,000원

티탄반

▶ 메탈릭 테이프

- 5cmX4.5m ★가격: 49,000원

메탈릭 테이프

"Best 효과를 위한 Best 사용법"

- 쿨젤을 발라주고~
- 흡수 및 건조 후 테이프 부착!

쿨젤은 흡수가 빨라 테이프가 금방 잘 붙습니다!

젤/크림

▶ 메탁스크림

- 65g ★가격: 26,000원
- 250g ★가격: 52,000원

메탁스크림

▶ 메탁스로션

- 120ml ★가격: 18,000원
- 480ml ★가격: 38,000원
- 1000ml(리필) ★가격: 59,000원

메탁스로션

▶ 메탁스크림 WET

- 65g ★가격: 36,000원

▶ 스포츠젤

- 110g ★가격: 22,000원

메탁스크림 WET

스포츠젤

하이틴 SHOP

강남점
02-588-5566
서울특별시 강남구 도곡로 124 토이론빌딩 1층

스타필드 하남점
031-8072-8406
3층

스타필드 고양점
031-5173-3067
3층 영풍문고 옆

부산점
051-514-9922
해운대 중앙하이츠아파트 상가3호

하이틴 MALL

쇼핑몰
02-517-3388
www.phitenmall.co.kr

카카오톡에서 하이틴을 만나보세요!
QR코드를 스캔하시면 카카오톡 채널로 접속됩니다

PRODUCT CATALOG

스페셜 바디케어 series



운동 후 시원하게~

근육을 편안하게

Cool Down 클젤

하이틴


붙이면 사르륵~ 풀어지는 기능성 테잎

불편한 부위에 그냥 편하게 붙이세요!

하이텐의 기능이 테잎 표면에 코팅 가공되어
특별히 붙이는 방법이 필요 없습니다.



테잎 표면에
하이텐 가공 코팅



X30 티탄테잎의 경우
방수처리가 되어있어
물에서도 자유롭게
사용 가능 합니다



원형 타입
국소부위에 쉽게
붙일 수 있게
최적화된 테잎



신축(롤) 타입
신축성이 있어
관절 부위에
붙이면 좋은 타입

하이텐 테잎 사용 방법

목 주변



테잎 2칸 커팅
목 중간부분과 어깨 등근육의 넓은 부위에 티탄테잎을 붙여주세요.



파워테잎 이용
중추신경이 흐르는 목 중간 부분을 중심으로 좌우로 테잎을 붙이고, 통증 주변에 파워테잎을 넓게 붙여주세요.

허리



테잎 2칸 커팅
척추를 중심으로 양옆으로 2개(세로 방향), 그 아래에 2개(가로방향)로 붙여주세요.




파워테잎 이용
척추를 중심으로 좌우로 허리 근육에 붙여주세요.

허리 디스크 전문 테이핑 Tip


테잎 4칸 커팅



① 테잎을 X자로 교차하여 붙여주세요.



② X자로 붙인 테잎과 겹쳐지도록 테잎을 아랫부분에 사선으로 길게 붙여주세요.



③ ②번의 상황에서 X자가 되도록 테잎을 교차하여 붙여주세요.

오십견 / 어깨



테잎 3칸 커팅
오십견 어깨부분을 감싸듯이 붙여주세요.



어깨 목에서 어깨로 이어지는 근육 전체에 파워테잎을 붙여주세요.

무릎



테잎 3칸 커팅
무릎을 중심으로 주위를 감싸듯이 테잎을 붙여주세요.

손목



테잎 4칸 커팅
손목 손목통증 부분에 테잎을 감싸듯이 붙여주세요.

종아리



테잎 2칸 커팅
종아리 통증부위와 그 주위로 테잎을 세로로 길게 붙여주세요.

허벅지



테잎 2칸 커팅
무릎 뒤쪽에서 위로 올라가는 허벅지 부분에 테잎을 세로로 길게 붙여주세요.

팔 / 팔꿈치 / 엘보(골프/테니스)



테잎 3칸 커팅
팔꿈치 팔꿈치 주위를 감싸듯이 테잎을 붙여주세요.



엘보(골프/테니스)
팔꿈치 위쪽부터 손목 근처까지 길게 나선형으로 붙여 근육을 잡는 느낌으로 테잎을 붙여주세요. (아래 설명)

엘보 테이핑 Tip



① 팔꿈치 위쪽부터 손목 근처까지 테잎을 나선형으로 길게 붙여주세요.



② 1번과 같은 방법으로 팔꿈치 안쪽을 향하여 테잎을 나선형으로 길게 붙여주세요.



③ 손목을 감싸듯이 테잎을 붙여주세요.



완성된 모습
엘보에서 손목까지 근육을 잡아주는 느낌으로 테잎을 붙인 모습입니다.

발목



발목 전체
발목에서 발바닥을 거쳐 다시 발목으로 오도록 8자 모양으로 테잎을 붙인 모습입니다. (아래 설명)



발바닥
발바닥의 부담을 줄이고 싶을 때 발바닥에서 발목 방향으로 테잎을 붙여주세요.

발목 테이핑 Tip



① 바깥쪽 복숭아뼈부터 발바닥의 움푹 편 곳 쪽으로 향하여 테잎을 붙여주세요.



② 발바닥을 통과시켜주세요. 발목 중심 → 안쪽 복숭아뼈를 통과하여 붙여주세요.



③ 발목 뒤로 감싸서 붙여주세요.



완성된 모습
발목 중앙에서 2개의 테잎을 교차하여 붙인 모습입니다.

테잎 사용 Tip!

하이텐 테잎 관련 Q&A

Q. 테잎의 기능은 얼마나 가나요?

하이텐의 테잎은 테잎 표면에 화일드 가공 처리를 했기 때문에 테잎을 붙인 상태에서는 지속적인 효과를 보실 수 있습니다.

Q. 테잎은 언제 바꿔 붙여야 할까요?

일반적으로 2~3일에 한 번씩 바꿔 붙이는 것이 좋습니다. 너무 오래 붙이면 피부 트러블 및 통증에 문제가 생길 수 있으니 본인의 피부 민감도에 따라 바꿔 붙이는 것을 추천드립니다.



모서리 부분은 등글게 다듬어 주시면 밀리지 않아요!

테이핑 부위는 땀이나 오염물질 등을 닦아 내고 가급적 청결한 상태에서 붙여주세요!

장시간 테잎 사용은 주의해주세요!